


Рекомбинантное Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Atp6Ap1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q15904

Артикул: CM0006821



введение

Рекомбинантное моноклональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий АТР6АР1 (субъединица S1 V-АТФазы, около 52 кДа). Валидировано для WB, ИHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белком мыши. Идеально подходит для исследований закисления лизосом и мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к АТР6АР1
Примечания/синонимы	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; АТР6S1; VАТРP51; АТР6IP1; АТР6АР1
Вид	Человек
GeneID (человек)	537
GeneID	537
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q15904
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом