


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Atp6Ap2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O75787

Артикул: CM0026735



введение

Кроличыи поликлональные антитела против АТР6АР2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают белок АТР6АР2 человека, мыши и крысы (ренин-рецептор, 39 кДа). Подходят для исследований в области IVD, касающихся ренин-ангиотензиновой системы и биологии лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР6АР2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PRR; M8-9; MRXE; RENR; XMRE; XPDS; CDG2R; HT028; MRXSH; ELDF10; АТР6ІР2; МSТР009; АРТ6М8-9; АТР6М8-9; АТР6АР2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10159
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 251-350 человеческого АТР6АР2 (NP_005756.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75787
Молекулярный вес белка	39kDa
Доставка	Сумка со льдом