


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Atp6V0A1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q93050

Артикул: CM0015621



введение

Кроличье поликлональное антитело к ATP6V0A1 для WB, IF/ICC, ELISA; распознает белок человека, мыши и крысы. Нацелено на субъединицу $\alpha 1$ V-АТФазы для исследований закисления органелл, передачи сигналов mTORC1 и развития нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ATP6V0A1
Примечания/синонимы	$\alpha 1$; Stv1; VPP1; Vph1; ATP6N1; DEE104; NEDEBA; ATP6N1A; ATP6V0A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	535
GeneID	535
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-300 человеческого ATP6V0A1 (NP_001123493.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q93050
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом