


Антитела Кролика Против Atp6V0C (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P27449

Артикул: CM0023098



введение

Поликлональные антитела кролика Anti-ATP6V0C, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными белками. Необходимы для изучения функции протонного канала вакуолярной АТФазы и лизосомальной ацидификации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP6V0C кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	ATPL; VATL; VPPC; Vma3; ATP6C; ATP6L; ATP6V0C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	527
GeneID	527
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ATP6V0C (NP_001185498.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27449
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом