


Поликлональные Антитела Кролика Против Atp6V0D1 Для Вб, Ифа - P61421

Артикул: CM0031029



введение

Поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий ATP6V0D1 (субъединица d1 V-АТФазы), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения ацидификации лизосом и сигналинга mTORC1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика к ATP6V0D1
Примечания/Альтернативные названия	P39; VATX; VMA6; ATP6D; ATP6DV; VPATPD; ATP6V0D1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9114
ID гена	9114
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-351 человеческого ATP6V0D1 (NP_004682.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61421
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом