


Поликлональное Антитело Anti-Atp6V1A Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P38606

Артикул: CM0013720



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ATP6V1A (каталитическую субъединицу A V-АТФазы). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований V-АТФазы, ионного транспорта и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР6V1А Кролик рAb
Примечания/Альтернативные названия	НО68; VА68; VРР2; Vma1; DEЕ93; АRCL2D; АТР6А1; IЕCEE3; АТР6V1А1; АТР6V1А
Вид	Человек
GeneID (Человек)	523
GeneID	523
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 человеческого АТР6V1А (NP_001681.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P38606
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	В термосумке со льдом