

Кроличья Поликлональная Антитела Против Atp6V1B1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - P15313

Артикул: CM0030681

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок ATP6V1B1 (субъединицу V1 V-АТФазы). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ELISA с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Идеальны для исследований почечного ацидогенеза и глухоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP6V1B1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	VATB; VMA2; VPP3; DRTA2; RTA1B; ATP6B1; ATP6V1B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	525
ID гена	525
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого ATP6V1B1 (NP_001683.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15313
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	С охлаждающими элементами