


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Atp6V1B2 Для Wb, Elisa — P21281

Артикул: CM0026824



введение

Кроличьи поликлональные антитела против ATP6V1B2, подходят для вестерн-блота и ELISA. Распознает мозговую изоформу субъединицы V-АТФазы человека, мыши и крысы — белок с молекулярной массой 57 кДа, необходимый для транспорта протонов и лизосомального подкисления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP6V1B2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	DOOD; HO57; VATB; VPP3; Vma2; ZLS2; ATP6B2; ATP6B1B2; ATP6V1B2
Вид	Человек
GeneID (человек)	526
GeneID	526
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 262-511 человеческого ATP6V1B2 (NP_001684.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21281
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодильный пакет