


Поликлональное Антитело Anti-Atp6V1D Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y5K8

Артикул: CM0015206



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий ATP6V1D (субъединица D V-АТФазы), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения подкисления вакуолей, сигнального пути mTORC1 и биогенеза ресничек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP6V1D Rabbit pAb
Примечания/синонимы	VATD; VMA8; ATP6M; ATP6V1D
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51382
Идентификатор гена	51382
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-247 человеческого ATP6V1D (NP_057078.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5K8
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом