

Поликлональное Антитело Кролика Против Atp6V1G2 Для Wb, Ihc-P, Ифа — O95670

Артикул: CM0023654

введение

Поликлональное антитело кролика против ATP6V1G2 от CamelBio детектирует субъединицу G2 V-АТФазы (14 кДа) в образцах человека, мыши и крысы с помощью WB, ИНС-Р и ИФА для исследований вакуолярного протонного насоса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ATP6V1G2 кролик rAb
Примечания/Синонимы	NG38; ATP6G; VMA10; ATP6G2; ATP6V1G2
Вид	Человек
ID гена (человек)	534
ID гена	534
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-100 человеческого ATP6V1G2 (NP_569730.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИНС-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95670
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодовой пакет