

Поликлональное Антитело Против Atp6V1G3 Для Вб, Игк-П, Ифа — Q96Lb4

Артикул: CM0016997

введение

CamelBio предлагает кроличье поликлональное антитело против ATP6V1G3, нацеленное на субъединицу G 3 V-АТФазы. Проверено для применения в ВБ, ИГК-П и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышью. Идеально подходит для исследований ацидификации почек и транспорта ионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ATP6V1G3
Примечания/Альтернативные названия	Vma10; ATP6G3; ATP6V1G3
Вид	Человек
ID гена (человек)	127124
ID гена	127124
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-118 ATP6V1G3 человека (NP_573569.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q96LB4
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами