

Моноклональное Антитело Кролика Против Atp7A Для Wb, If/Icc, Elisa — Q04656

Артикул: CM0008382



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против АТР7А, валидированное для применения с образцами человека, включая WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследования гомеостаза меди, болезни Менкеса и транспорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР7А Rabbit mAb
Примечания/синонимы	МК; MNK; DSMAX; SMAX3
Вид	Человек
GeneID (человек)	538
GeneID	538
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-79 человеческого АТР7А (NP_000043.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q04656
Молекулярная масса белка	11-172 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом