

Кроличья Поликлональная Антитела Против Atp7A Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q04656

Артикул: CM0027360



введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела против АТР7А, валидированные для Вестерн-блоттинга и ELISA. Детектируют человеческий АТР7А с перекрестной реактивностью к крысиному белку. Идеальны для исследований гомеостаза меди, болезни Менкеса и нейрональной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР7А Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	МК; MNK; DSMAX; SMAX3; АТР7А
Вид	Человек
Gene ID (Human)	538
Gene ID	538
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-79 человеческого АТР7А (NP_000043.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q04656
Молекулярная масса белка	11-172 кДа
Доставка	В пакете со льдом