

Моноклональное Антитело Anti-Atp8 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Игх-П, Ифа - P03928

Артикул: CM0005264



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к ATP8 (P03928), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Реагирует с субъединицей 8 F(0) комплекса АТФ-синтазы человека и крысы, молекулярная масса 8 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ATP8
Примечания/Алиасы	ATPase8; MTATP8; ATP8
Вид	Человек
GeneID (человек)	4509
GeneID	4509
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-68 белка ATP8 человека (YP_003024030.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P03928
Молекулярная масса белка	8 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом