


Мышиное Моноклональное Антитело Anti-Atpb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-Парафиновых Срезов (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P06576

Артикул: CM0006787



введение

Высокоспецифичное мышиное моноклональное антитело против человеческого ATP5B. Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований бета-субъединицы АТФ-синтазы и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATPB Mouse mAb
Примечания/Альтернативные названия	ATP5B; ATPMB; ATP5B; HUMOP2; HEL-S-271
Вид	Человек
GeneID (Человек)	506
GeneID	506
Иммуноген	Синтетический пептид - пептид, синтезированный на основе человеческого ATPB
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06576
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом