

Моноклональное Кроличье Антитело К Atpb Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P06576

Артикул: CM0002982



введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело, направленное против бета-субъединицы АТФ-синтазы человека (АТРВ), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с людьми, мышью и крысой. Идеально подходит для исследований энергетического метаболизма митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТРВ кроличье mAb
Примечания/Алиасы	АТР5В; АТРМВ; АТР5В; HUMOP2; HEL-S-271; АТРВ
Вид	Человек
GeneID (Человек)	506
GeneID	506
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 230-529 человеческого АТРВ (NP_001677.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06576
Молекулярная масса белка	57кДа
Доставка	Айс-бокс