


Кроличья Поликлональная Антитело Против Atpb - P06576

Артикул: CM0030274



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против бета-субъединицы митохондриальной АТФ-синтазы (АТРВ/АТР5В). Валидирована для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК и ИЛА с реактивностью у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований энергетического метаболизма митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТРВ Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	АТР5В; АТРМВ; АТР5В; HUMOP2; HEL-S-271; АТРВ
Вид	Человек
ID гена (человек)	506
ID гена	506
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-529 человеческого АТРВ (NP_001677.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИЛА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06576
Молекулярная масса белка	57кДа
Доставка	Холодильный пакет