


Поликлональные Кроличьи Антитела К Atpif1 (Валидированы На Нокаут) Для Wb И Ip — Q9Uii2

Артикул: CM0030942



введение

Кроличьи поликланальные антитела к человеческому АТPIF1, валидированные на специфичность с использованием нокаута (KO). Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Реагируют с мышной изоформой белка. Идеально подходят для исследований ингибирования митохондриальной АТФазы и синтеза гема.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированы KO] АТPIF1 кроличьи пАт
Примечания/синонимы	IP; АТPI; АТPIР; АТPIF1; F1
Вид	Человек
ID гена (человек)	93974
ID гена	93974
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 26-106 человеческого АТPIF1 (NP_057395.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Uii2
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом