


Поликлональные Антитела Против Atr Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q13535

Артикул: CM0013514



введение

Кроличьи поликлональные антитела к киназе ATR, участвующей в сигнализации контрольных точек при повреждении ДНК. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA); детектирует ATR человека, мыши и крысы (~301 кДа). Идеально подходит для исследований в области онкологии и геномной нестабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATR Rabbit pAb
Примечания/алиасы	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Вид	Человек
ID гена (человек)	545
ID гена	545
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 400-500 белка ATR человека (NP_001175.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13535
Молекулярная масса белка	301 кДа
Доставка	Холодильный пакет