


Моноклональное Анти-Atrip Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - Q8Wxe1

Артикул: CM0003515



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого ATRIP (ATR-interacting protein), валидированное для WB и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей контрольной точки повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATRIP Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ATRIP; ATR-interacting protein
Вид	Человек
ID гена	84126
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого ATRIP (Q8WXE1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WXE1
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	В ледяном пакете