


Кроличья Поликлональная Антитело К Atrip - Q8Wxe1

Артикул: CM0028411



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ATRIP (белок, взаимодействующий с ATR), подходит для применений WB, IF/ICC, IP и ELISA. Важный инструмент для исследования ответа на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATRIP Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ATRIP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84126
ID гена	84126
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого ATRIP (NP_569055.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WXE1
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Холодильный пакет