

Поликлональные Антитела Против Atrnl1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q5Vv63

Артикул: CM0016987

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против ATRNL1 для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирующие с человеческим и мышинным белками. Подходят для изучения меланокортиновой сигнализации и энергетического гомеостаза. Молекулярная масса 153 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATRNL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ALP; bA338L11.1; bA454H24.1; ATRNL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26033
GeneID	26033
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 53-160 человеческого ATRNL1 (NP_001263211.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5VV63
Молекулярная масса белка	153 кДа
Доставка	Сумка со льдом