


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Atrx Для If-P И Elisa — P46100

Артикул: CM0022444



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого ATRX, подходящее для иммунофлуоресценции (IF-P) и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышиным белком. Идеально подходит для исследований ремоделирования хроматина и биологии теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATRX Rabbit pAb
Примечания/синонимы	JMS; XH2; XNP; MRX52; RAD54; RAD54L; ZNF-HX
Вид	Человек
GeneID (человек)	546
GeneID	546
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2273–2413 человеческого ATRX (NP_000480.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P46100
Молекулярная масса белка	283 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом