


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Atrx Для Wb, Elisa — P46100

Артикул: CM0022010



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого ATRX — ремоделировщика хроматина, участвующего в поддержании теломер и регуляции транскрипции. Валидировано для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с ATRX мыши. Подходит для исследований эпигенетики и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATRX Rabbit pAb
Примечания/синонимы	JMS, XH2, XNP, MRX52, RAD54, RAD54L, ZNF-HX, ATRX
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	546
Идентификатор гена	546
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2100-2200 человеческого ATRX (NP_000480.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P46100
Молекулярная масса белка	283 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент