

Поликлональные Антитела Против Atxn10 Для Вестерн-Блота, Иф/Икк, Ифа - Q9Ubb4

Артикул: CM0028287

введение

Кроличьи поликлональные антитела к ATXN10 для Вестерн-блотирования, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестная реакция с человеком, мышью и крысой. Идеально подходит для исследования спинноцеребеллярной атаксии, цитокинеза и выживания нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ATXN10 кроличьи pAb
Примечания/алиасы	E46L; ATX10; SCA10; HUMEEP; ATXN10
Вид	Человек
ID гена (человек)	25814
ID гена	25814
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 346-475 человеческого ATXN10 (NP_037368.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реакция	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UBB4
Молекулярная масса белка	53кДа
Доставка	Айс-пакет