


Поликлональное Антитело Anti-Atxn2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-Парафиновых Срезов (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q99700

Артикул: CM0022978



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ATXN2 (атаксина-2). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований нейродегенерации и трафика EGFR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATXN2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATX2; SCA2; TNRC13; ATXN2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6311
ID гена	6311
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1250-1331 человеческого ATXN2 (NP_002964.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99700
Молекулярная масса белка	140 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом