

Поликлональное Кроличье Антитело Против Auh Для Вестерн-Блота, Ифа - Q13825

Артикул: CM0026835



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против AUN, валидированное для Вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на метилглутаконил-КоА-гидратазу, участвующую в деградации лейцина и митохондриальном метаболизме. Идеально подходит для исследований метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональные антитела против AUN
Примечания/Альтернативное название	AUN
Вид	Человек
ID гена (человек)	549
ID гена	549
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 68-339 человеческого AUN (NP_001689.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13825
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодоаккумулятор