


Поликлональные Антитела Против Aurka Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O14965

Артикул: CM0018025



введение

Эти кроличьи поликлональные антитела направлены против человеческой аурора-киназы A (AURKA), ключевой митотической киназы. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживают полосу ~46 кДа с использованием рекомбинантного иммуногена (1-130 а.к.). Подходят для исследований в области онкологии и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AURKA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6790
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого AURKA (NP_940837.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14965
Молекулярный вес белка	46kDa
Доставка	Сумка со льдом