


Поликлональные Кроличьи Антитела К Aurka Для Вб, Иф/Икк, Ифа — O14965

Артикул: CM0022433



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому AURKA (киназа Аурора А), валидированы для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА, перекрестно реагируют с белками человека и мыши. Ключевая митотическая киназа, участвующая в регуляции клеточного цикла и исследованиях онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к AURKA
Примечания/алиасы	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
Вид	Человек
ИД гена (человек)	6790
ИД гена	6790
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 301–403 человеческого AURKA (NP_003591.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14965
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	В ледяной упаковке