


Антитело Кролика Против Aurkc (Поликлональное) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqb9

Артикул: CM0026852



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого AURKC (Aurora kinase C), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения функций хромосомного пассажирного комплекса, фосфорилирования гистона H3 и клеточного деления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AURKC Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AIE2; AIK3; ARK3; AurC; SPGF5; STK13; HEL-S-90; aurora-C; AURKC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6795
GeneID	6795
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого AURKC (NP_001015878.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UQB9
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом