

Моноклональное Антитело Против Aurora B Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ифа - Q96Gd4

Артикул: CM0008056



введение

Мышечное моноклональное антитело против человеческого Aurora B, применимое в Вестерн-блоттинге (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФ/ИЦК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Для исследований клеточного деления и митоза.

[Узнать больше](#)

Свойство	Значение
Название продукта	Aurora B Mouse mAb
Примечания/Псевдонимы	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9212
GeneID	9212
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого TLR4 (NP_004208.2).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96GD4
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом