

Кроличье Моноклональное Антитело Против Aurora B Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Артикул: CM0002741



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Aurora B (Q96GD4).
Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA.
Перекрестная реакция с мышью и крысой.
Идеально подходит для исследований клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Aurora B кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
Вид	Человек
GeneID (человек)	9212
GeneID	9212
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Aurora B (NP_004208.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96GD4
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом