

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Aurora B Для Wb, Elisa - Q96Gd4

Артикул: CM0016246



введение

CamelBio предлагает поликлональные кроличьи антитела против Aurora B (AURKB), валидированные для WB и ELISA с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Необходимы для изучения регуляции митоза и функции хромосомного пассажирного комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Aurora B кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9212
ID гена	9212
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Aurora B (NP_004208.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96GD4
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом