

Кроличья Поликлональная Антитела Против AutS2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q8Wxx7

Артикул: CM0020081

введение

Кроличьи поликлональные антитела против AUTS2 (белок гена предрасположенности к аутизму 2), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Определяют AUTS2 человека, мыши и крысы. Подходят для исследований ремоделирования хроматина и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против AUTS2
Примечания/Альтернативные названия	MRD26, FBRSL2, AUTS2
Вид	Человек
ID гена	26053
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-770 белка AUTS2 человека (NP_001120703).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q8WXX7
Молекулярная масса белка	139 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом