


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Avil (Advillin) Для Wb, If/Icc, Elisa — O75366

Артикул: CM0019203



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого AVIL (Advillin), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения актинового пучкования, нейронального морфогенеза, цилиогенеза и формирования ламеллоподий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AVIL Rabbit pAb
Примечания/синонимы	p92; DOC6; ADVIL; NPHS21; AVIL
Вид	Человек
GeneID (человек)	10677
GeneID	10677
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 470-819 человеческого AVIL (NP_006567.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75366
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Пакет со льдом