


Поликлональные Антитела Против Avp Для Wb, Elisa - P01185

Артикул: CM0022927



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого AVP (вазопрессин-нейрофизин 2-копептин), для WB и ELISA. Валидированы на образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований в области нейроэндокринологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AVP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	VP; ADH; ARVP; AVRP; AVP-NP11; AVP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	551
GeneID	551
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01185
Молекулярный вес белка	17 кДа
Доставка	Сумка со льдом