

Поликлональное Антитело Против Avp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q5T686

Артикул: CM0017924

введение

Кроличье поликлональное антитело против AVPI1 (VIP32/VIT32), валидированное для образцов человека, мыши и крысы в Вестерн-блоттинге и ИФА. Подходит для исследований MAP-киназ, ENaC и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AVPI1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	VIP32; VIT32; PP5395; AVPI1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	60370
ID гена	60370
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-147 белка AVPI1 человека (NP_068378.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5T686
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом