

Антитела Кролика Против Avpr2 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P30518

Артикул: CM0026865



введение

Поликлональные кроличьи антитела на основе рекомбинантного белка, направленные против человеческого вазопрессинового рецептора V2 (AVPR2). Валидированы для WB и ELISA. Идеально подходят для изучения реабсорбции воды в почках и рецепторов, сопряженных с G-белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AVPR2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DI1; DIR; NDI; V2R; ADHR; DIR3; NDI1; AVPR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	554
GeneID	554
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 232-371 человеческого AVPR2 (NP_000045.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30518
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом