

Кроличья Поликлональная Антитело К Axin1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15169

Артикул: CM0014638



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к AXIN1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к AXIN1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигналинга Wnt/ β -катенина и механизмов опухолевой супрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к AXIN1
Примечания/Алиасы	AXIN; PPP1R49; AXIN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8312
ID гена	8312
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, соответствующий аминокислотам 1-351 AXIN1 человека (NP_851393.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15169
Молекулярная масса белка	96 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом