

Поликлональные Антитела К Axin2 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q9Y2T1

Артикул: CM0019468



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого AXIN2 (Axin-2/Кондуктин), валидированные для вестерн-блота и ИФА; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Необходимый инструмент для исследования сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к AXIN2
Примечания/синонимы	AXIL; ODCRCS; AXIN2
Вид	Человек
ID гена (человек)	8313
ID гена	8313
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческого AXIN2 (NP_004646.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2T1
Молекулярная масса белка	94 кДа
Доставка	Холодовая упаковка