

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Axin2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Y2T1

Артикул: CM0020369



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого AXIN2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt. SWISS: Q9Y2T1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AXIN2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	AXIL; ODCRCS; AXIN2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8313
Идентификатор гена	8313
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 743-843 человеческого AXIN2 (NP_004646.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y2T1
Молекулярная масса белка	94 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом