


Моноклональное Антитело Против Axl Для Вб, Фц, Ифа — P30530

Артикул: CM0004597



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого Axl (UniProt P30530). Валидировано для использования в ВБ, ФЦ и ИФА. Обнаруживает тирозинкиназный рецептор с молекулярной массой 98 кДа, участвующий в прогрессии опухолей и проникновении вирусов в клетку. Подходит для исследований в области онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Axl
Примечания/алиасы	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Вид	Человек
ID гена (человек)	558
ID гена	558
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 33–449 человеческого Axl (NP_068713.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ФЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30530
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Холодовая упаковка