


Кроличья Поликлональная Антитело К Axl Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P30530

Артикул: CM0021064



введение

Кроличья поликлональная антитело к тирозинкиназному рецептору AXL (UFO) человека, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Подходит для исследований в области онкологии и вирусного проникновения в клетки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Axl Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Вид	Человек
ID гена (человек)	558
ID гена	558
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 33–449 человеческого AXL (NP_068713.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30530
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом