


Кроличий Моноклональный Антитело Против Azi2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H6S1

Артикул: CM0003474



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к AZI2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий, мышинный и крысиный AZI2 (NAP1/TILP), ключевой адаптер в противовирусном врожденном иммунитете и сигналинге NF-κB. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AZI2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AZ2, NAP1, TILP, AZI2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64343
GeneID	64343
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 282-387 человеческого AZI2 (NP_071906.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H6S1
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка-холодильник