

Поликлональные Антитела К Anti-B-Raf Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P15056

Артикул: CM0030894



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого B-Raf, валидированные для WB и ИФА. Обнаруживают B-Raf в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сигнального пути MAP-киназ и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	B-Raf Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Вид	Человек
ID гена (Человек)	673
ID гена	673
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 153-313 человеческого B-Raf (NP_004324.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15056
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент