

Кроличья Раb Против B-Raf Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P15056

Артикул: CM0014747



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело против человеческого B-Raf, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Подходит для изучения сигнального пути MAPK в онкологических исследованиях. Перекрестная реакция с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	B-Raf Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Вид	Человек
GeneID (человек)	673
GeneID	673
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-449 человеческого B-Raf (NP_004324.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15056
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	С ледяным пакетом