

Поликлональные Антитела Против B-Raf V600E Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P15056

Артикул: CM0020829



введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела, распознающие онкогенный мутант B-Raf V600E. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; идеально подходят для изучения сигнального пути MAPK и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	B-Raf V600E Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Вид	Человек
GeneID (Человек)	673
GeneID	673
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 507-606 B-Raf V600E (NP_004324.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15056
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент