

Антитело Кролика Против B3Galt4 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O96024

Артикул: CM0018403

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого B3GALT4, галактозилтрансферазы, локализованной в аппарате Гольджи и участвующей в биосинтезе ганглиозидов. Валидировано для WB и ELISA; перекрестная реакция с мышью. Идеально подходит для диагностических исследований и исследований в области гликобиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	B3GALT4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GALT2; GALT4; BETA3GALT4; B3GALT4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8705
GeneID	8705
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-270 человеческого B3GALT4 (NP_003773.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O96024
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом