

Поликлональное Антитело Anti-B3Gnt6 Для Wb, Elisa - Q6Zmb0

Артикул: CM0012996

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий B3GNT6 (синтаза корового фрагмента 3). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA; сообщается о перекрёстной реактивности с крысой. Идеально подходит для исследований муцинового О-гликозилирования и желудочно-кишечного тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пAb к B3GNT6
Примечания/синонимы	BGnT-6; B3Gn-T6; beta3Gn-T6; beta-1; 3-Gn-T6; B3GNT6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	192134
Идентификатор гена	192134
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-200 человеческого B3GNT6 (NP_619651.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q6ZMB0
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом