


Кроличье Поликлональное Антитело Против B4Galt1 [Валидировано Методом Ко] Для ВБ И Ифа — P15291

Артикул: CM0030485



введение

Кроличье поликлональное антитело, валидированное методом КО, направленное против человеческого B4GALT1 (бета-1,4-галактозилтрансфераза 1). Подходит для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Идеально подходит для исследований гликозилирования, клеточной адгезии и синтеза лактозы. UniProt P15291.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом КО] B4GALT1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; T1
Вид	Человек
ID гена (человек)	2683
ID гена	2683
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 45-210 человеческого B4GALT1 (NP_001488.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15291
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Хладоэлемент